



**Instrucciones de uso del sistema de
monitoreo de azúcar en sangre**

TIRAS DE PRUEBA DE AZÚCAR EN SANGRE

PRINCIPIO Y USO PREVISTO

Las tiras de prueba de azúcar en sangre Teladoc Health se usan con el medidor Teladoc Health conectado para hacer mediciones cuantitativas del azúcar en sangre capilar entera recién obtenida de la yema del dedo. El medidor está diseñado para uso casero por parte de personas con diabetes, como una ayuda para monitorear la efectividad de un programa de control de la diabetes. No debe usarse para el diagnóstico o detección de la diabetes mellitus, ni tampoco para uso en neonatos. Las tiras de prueba de azúcar en sangre son finas, tienen un sistema reactivo químico y funcionan con el medidor para medir el nivel de azúcar en sangre entera. La sangre se aplica al extremo de la tira de prueba y luego es absorbida por la celda reactiva, que es donde tiene lugar la reacción. Durante la reacción se genera una corriente eléctrica transitoria, que es detectada por el medidor. La cantidad de azúcar se calcula en función de esta corriente. El resultado se muestra en la pantalla del medidor. Los medidores están calibrados para mostrar resultados equivalentes en plasma. El sistema se utiliza para monitorear qué tan bien funciona un programa de control de la diabetes. Las tiras de prueba de azúcar en sangre se pueden usar únicamente fuera del cuerpo, para que las personas con diabetes se hagan sus propias pruebas. El sistema de monitoreo de azúcar en sangre Teladoc Health está indicado únicamente para un solo paciente. No lo comparta con otras personas. Para uso diagnóstico ***in vitro***.

COMPOSICIÓN

Cada tira de prueba tiene sustancias químicas reactivas y no reactivas. Estas sustancias químicas son: glucosa oxidasa (de *Aspergillus Niger*) <25 UI, mediador <300, búfer e ingrediente no reactivo. Cada vial de tira de prueba contiene un agente desecante.

CONSERVACIÓN Y MANEJO

- Guarde las tiras de prueba en su vial protector. Guárdelas con el tapón bien ajustado. Esto las mantendrá en buen estado de funcionamiento.
- Consérvelas en un lugar fresco y seco entre 41-86 °F (5-30 °C) y 10-90% de humedad relativa (HR). Manténgalas alejadas de la luz solar directa.
- Use las tiras de prueba a temperatura ambiente. Así, se obtendrán resultados precisos.
- Al insertar las barras de contacto de la tira en el puerto de la tira, mantenga el lado con texto hacia arriba y el lado en blanco hacia abajo.
- No guarde ni use las tiras de prueba en lugares húmedos (p. ej., un baño).
- No guarde el medidor, las tiras de prueba o la solución de control cerca de lejía o limpiadores con lejía.
- No transfiera las tiras de prueba a un vial nuevo ni a ningún otro recipiente.
- Vuelva a tapar el vial tan pronto como saque una tira de prueba.
- Use la tira de prueba tan pronto como la saque del vial.
- El acto de insertar y retirar repetidamente una tira de prueba en el puerto de tiras del medidor podría dar lugar a valores erróneos.

- No use las tiras de prueba después de la fecha de vencimiento de un vial sin abrir. La fecha está impresa en el vial. De lo contrario, los resultados de las pruebas podrían ser incorrectos.

Nota: Todas las fechas de vencimiento están impresas en el formato de año/mes. 2024/01 significa enero de 2024.

- Un vial nuevo de tiras de prueba puede usarse durante 6 meses después de abrirlo por primera vez. Luego de 6 meses, se vencerán las tiras. Escriba la fecha de vencimiento del producto abierto en la etiqueta del vial después de abrirlo.

PRECAUCIONES

- Para uso diagnóstico ***in vitro***. Las tiras de prueba deben usarse únicamente fuera del cuerpo con el fin de hacer pruebas.
- Su medidor de azúcar en sangre está indicado para uso en un solo paciente. No lo comparta con otras personas, ni siquiera con sus familiares. Recuerde seguir el procedimiento previo de limpieza y desinfección obligatorio. Consulte el capítulo 11, Mantenimiento, "Limpieza y desinfección de su medidor" del Manual del propietario en su cuenta en línea. Este procedimiento es importante para prevenir una posible transmisión de enfermedades infecciosas.
- No use las tiras de prueba después de la fecha de vencimiento indicada en el vial. Las tiras de prueba vencidas podrían dar resultados incorrectos.
- No use tiras de prueba que estén rotas, dobladas o dañadas.
- No vuelva a usar las tiras de prueba.
- Aplique la muestra solo al extremo de la tira de prueba. No la aplique a la parte superior de la tira de prueba. Esto podría dar lugar a valores falsos.

- Deseche el vial y las tiras de prueba que hayan quedado sin usar a los 6 meses de haberlo abierto por primera vez. La exposición constante al aire podría destruir las sustancias químicas de la tira de prueba. Esto puede dar lugar a valores falsos.
- Mantenga el vial de la tira de prueba lejos de niños y animales.
- Consulte con su médico antes de hacer cualquier cambio en su plan de tratamiento.

MATERIALES SUMINISTRADOS

- Tiras de prueba
- Instrucciones de uso
- Dispositivo de punción
- Medidor
- Lancetas estériles
- Solución de control

Llame a Apoyo para miembros al **800.945.4355** para obtener información sobre cómo adquirir tiras de prueba.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar el dispositivo, consulte el Manual del propietario para obtener instrucciones completas sobre la extracción de muestras de sangre.

1. Abra el tapón del vial de tiras de prueba. Saque una tira de prueba. Vuelva a tapar el vial inmediatamente. Esto protegerá las tiras de prueba contra la humedad en el aire.
2. Haga la prueba siguiendo las instrucciones del Manual del propietario.
3. El resultado de la prueba se mostrará en la pantalla del medidor. Este resultado debe estar dentro del rango deseado. Su médico debe recomendarle su rango deseado. Si sus resultados son más altos o más bajos, consulte con su médico sobre la manera de proceder. Consulte siempre con su médico antes de hacer cambios en su plan de tratamiento.

RANGO DE VALORES ESPERADOS

El monitoreo del azúcar en sangre requiere la ayuda de un médico. Juntos, podrán establecer su rango personal de valores esperados de azúcar en sangre y definir los horarios para hacerse la prueba. Además, deben conversar sobre el significado de sus resultados de azúcar en sangre. Los niveles esperados de azúcar en sangre para las personas con diabetes son: ^{1, 2}

Cuándo	Rango, mg/dl	Rango, mmol/l
En ayunas y antes de comer	80-130	4.4-7.2
1-2 horas después de la comida	Menos de 180	Menos de 10.0

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA

Trate su medidor de azúcar en sangre con cuidado. Consulte el Manual del propietario para informarse del cuidado de su medidor. Haga una prueba de control de calidad para asegurarse de que el medidor y las tiras de prueba funcionan bien juntos. Siga el procedimiento de prueba de control indicado en el Manual del propietario. En la etiqueta del vial de tiras de prueba se muestran dos rangos: CTRL 1 y CTRL 2. La solución de control Teladoc Health 1 es suficiente para la mayoría de las pruebas que realizará el usuario. Si cree que es posible que su medidor o tiras no están funcionando correctamente, quizás sea recomendable que haga una prueba de nivel 2. Comuníquese con Apoyo para miembros para informarse de cómo adquirir la solución de control.

Debe confirmar los resultados de su solución de control. Asegúrese de que las pruebas de la solución de control 1 se encuentren dentro del rango de CTRL 1. Asegúrese de que las pruebas de la solución de control 2 se encuentren dentro del rango de CTRL 2. Al hacer una prueba con la solución de control 1, asegúrese de comparar los resultados con el rango de CTRL 1 mostrado en la etiqueta del vial.

PRECAUCIÓN: Si el resultado de su prueba de control de calidad se encuentra fuera del rango de control que se muestra en el vial de tiras de prueba, NO use el sistema para hacer las pruebas en su sangre. Es posible que el sistema no esté funcionando correctamente. Si no puede solucionar el problema, comuníquese con Apoyo para miembros para obtener ayuda.

LIMITACIONES

- El medidor, las tiras de prueba y otros componentes fueron diseñados, evaluados y sometidos a pruebas que han determinado que funcionan juntos efectivamente para producir mediciones exactas del azúcar en sangre. No use componentes de otras marcas.
- El medidor no debe usarse para hacer pruebas en recién nacidos ni en pacientes gravemente enfermos.
- Las tiras de prueba de azúcar en sangre se usan para hacer pruebas en sangre capilar entera recién obtenida de la yema del dedo. No las use con muestras de suero o plasma.
- El sistema de monitoreo de azúcar en sangre es para que los usuarios hagan sus propias pruebas de sangre capilar fresca obtenida de la yema de los dedos.
- Los niveles demasiado altos del hematocrito (por encima del 70%) y demasiado bajos (por debajo del 20%) pueden generar resultados falsos. Hable con su médico para averiguar su nivel de hematocrito.
- El sistema se prueba para que obtenga una medición exacta del azúcar en sangre entera en el rango de 20-600 mg/dl.
- Las sustancias grasas no tienen efectos importantes en los resultados de las pruebas. Entre estas cabe citar los triglicéridos (hasta 3,000 mg/dl) o el colesterol (hasta 500 mg/dl).
- El acetaminofén, el ácido úrico y el ácido ascórbico (vitamina C) (cuando se presentan en sangre a una

- concentración terapéutica normal o alta) no tienen efectos importantes en los resultados. Sin embargo, una concentración anormalmente alta en la sangre podría producir resultados erróneamente altos.
- Se ha evaluado y comprobado que el sistema de monitoreo de azúcar en sangre funciona correctamente en altitudes de hasta 8,516 pies (2,595 metros).
- No se han evaluado muestras de sangre de pacientes en estado de shock, deshidratación severa o un estado hiperosmolar (con o sin cetosis). No se recomienda analizar dichas muestras con el sistema de monitoreo de azúcar en sangre.
- Tenga cuidado al desechar las muestras de sangre y los materiales. Trate todas las muestras de sangre como si fueran materiales infecciosos. Cumpla todos los reglamentos locales.
- Todos los componentes del kit se consideran materiales con peligro de contaminación biológica y con posible riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, incluso después de haberse limpiado y desinfectado.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

La precisión y exactitud del medidor se calibran mediante un analizador de glucosa YSI (modelo 2300 STAT PLUS) como instrumento de referencia. Tiene trazabilidad en el estándar de referencia NIST.

Reproducibilidad, precisión

Se realizaron diez ensayos repetidos en diez medidores. En las pruebas se utilizaron muestras de sangre venosa heparinizada con cinco niveles de concentración. Los resultados de los tres lotes combinados arrojaron las siguientes estimaciones.

MEDIA de azúcar en sangre, mg/dl	DE	%CV
47.33	1.77	3.73
75.7	2.37	3.2
129.37	4.31	3.3
207.67	7.14	3.43
326.63	11.33	3.43

Precisión intermedia

Se realizaron diez ensayos repetidos con tres lotes de tiras en diez medidores. Estas pruebas se realizaron todos los días durante un total de diez días. Para las pruebas se utilizaron soluciones de control con tres niveles de concentración. Los resultados combinados de los tres lotes de tiras arrojaron las siguientes estimaciones.

#	MEDIA	Desviación estándar (mg/dl) o coeficiente de variación (CV)
Los tres lotes combinados	37.5 mg/dl	1.45 mg/dl
	119.0 mg/dl	2.8%
	350.0 mg/dl	2.3%

Exactitud del sistema

Se realizaron estudios independientes de exactitud del sistema con usuarios no profesionales. Cada sujeto obtuvo individualmente su propia muestra de la yema del dedo y se hizo la prueba de azúcar en sangre con el medidor en tres lotes de tiras de prueba. Se tomaron muestras de sangre de 102 usuarios. Luego se analizaron las muestras de las yemas de los dedos de los mismos sujetos en un analizador de glucosa YSI modelo 2300 STAT PLUS, que sirvió como patrón de referencia para determinar la exactitud del sistema del medidor al ser usado por usuarios no profesionales. Los resultados que se presentan a continuación son los de las primeras repeticiones realizadas por usuarios no profesionales con el medidor y las tiras de prueba de glucosa en sangre.

Resultados de regresión lineal: Teladoc Health (y) frente a YSI de referencia (x) Usuario no profesional					
Lugar de la muestra	Pen- diente	Ordenada en el origen	R	R ²	N
Yema del dedo	0.9987	0.4456	0.9941	0.9882	102

El rango de la muestra fue de 48.2 a 391.5 mg/dl para las pruebas con el medidor en sangre proveniente de las yemas de los dedos.

Yema del dedo del usuario no profesional: resultados de exactitud del sistema para una concentración de glucosa ≥75 mg/dl			
Dentro de ±5%	Dentro de ±10%	Dentro de ±15%	Dentro de ±20%
68/93 (73.1%)	87/93 (93.5%)	92/93 (98.9%)	93/93 (100.0%)

Yema del dedo del usuario no profesional: resultados de exactitud del sistema para una concentración de glucosa <75 mg/dl		
Dentro de ±5 mg/dl	Dentro de ±10 mg/dl	Dentro de ±15 mg/dl
6/9 (66.7%)	9/9 (100.0%)	9/9 (100.0%)

Para obtener instrucciones completas, consulte el Manual del propietario en su cuenta en línea. Si tiene otras preguntas o problemas con este producto, llame a Apoyo para miembros al **800.945.4355**. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días de año.

REFERENCIAS

- Standards of Medical Care in Diabetes - 2024, Diabetes Care -v47: S1 enero 2024
- “FDA Public Health Notification: Use of More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication” (2010) https://content.livongo.com/cp/Bloodborne_Pathogen_Risk.pdf
- “CDC Clinical Reminder: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens” (2010) https://content.livongo.com/cp/Clinical_Reminder_Fingerstick_Devices_RiskBBP.pdf

SOLUCIÓN DE CONTROL DE GLUCOSA EN SANGRE

PRINCIPIO Y USO PREVISTO

La solución de control Teladoc Health contiene una concentración conocida de glucosa. Se usa para confirmar que el medidor y las tiras de prueba funcionan correctamente juntos. También confirma que el usuario esté realizando la prueba correctamente.

Haga una prueba de control de calidad:

- Antes de usar su medidor por primera vez. Esto le ayudará a acostumbrarse a esta prueba.
- Antes de usar una caja nueva de tiras de prueba.
- Si sospecha que el medidor o las tiras de prueba no funcionan correctamente.
- Si sospecha que los resultados de sus pruebas son erróneos. O si no coinciden con lo que siente.
- Si sospecha que su medidor está dañado.
- Al menos una vez a la semana.
- Después de limpiar su medidor.

Hay dos niveles de solución de control disponibles: la solución de control 1 y la solución de control 2. La solución de control 1 es adecuada para la mayoría de las necesidades de pruebas por parte del usuario. Si cree que es posible que su medidor o tiras no están funcionando correctamente, quizás sea recomendable que haga una prueba de nivel 2.

COMPOSICIÓN

La solución de control 1 contiene menos de 0.2% de glucosa (ingrediente activo). La solución de control 2 contiene menos de 0.4% de glucosa (ingrediente activo). Ambas tienen conservantes en una mezcla acuosa.

CONSERVACIÓN Y MANEJO

- Guarde la solución de control a 41-86 °F (5-30 °C).
- Si la solución de control está fría, no la use sino hasta que se haya calentado a temperatura ambiente.
- Úsela antes de la fecha de vencimiento del producto no abierto, que se muestra en el frasco.

Nota: Todas las fechas de vencimiento están impresas en el formato de año/mes. 2024/01 indica enero de 2024.

- Use la solución de control únicamente durante 6 meses después de abrirla por primera vez. La solución de control se vencerá 6 meses después de que se abra el frasco por primera vez. Anote esta fecha de vencimiento del producto abierto en la etiqueta del frasco.

PRECAUCIONES

- Para uso diagnóstico ***in vitro***. Use la solución de control para hacer pruebas únicamente fuera del cuerpo. No la trague ni la inyecte. Para autoevaluación.
- Agite bien antes de usar.
- Para obtener resultados exactos, haga las pruebas con solución de control a temperaturas entre 50 y 104 °F (10-40 °C).
- Los rangos de control indicados en el vial de tiras de prueba no son rangos recomendados para su nivel de azúcar en sangre. Consulte con su médico para conocer sus rangos deseados de azúcar en sangre.
- No haga contacto entre el extremo de la tira de prueba y el frasco de la solución de control. Si lo hace, podría contaminar el frasco.

- Use solo la solución de control de la marca Teladoc Health con su medidor de glucosa en sangre y sus tiras de prueba Teladoc Health.

MATERIALES PROPORCIONADOS

- Solución de control
- Instrucciones de uso
- Medidor
- Tiras de prueba

Llame a Apoyo para miembros al **800.945.4355** para obtener más información sobre cómo obtener un kit de solución de control.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Inserte una tira de prueba nueva para encender el medidor. Consulte el Manual del propietario del medidor para obtener detalles sobre cómo registrar el resultado como una prueba de control de calidad y más detalles sobre el funcionamiento del medidor.
2. Agite bien el frasco de solución de control.
3. Apriete suavemente el frasco de solución de control. Descarte la primera gota. Si la punta se obstruye, dele golpecitos suaves sobre una superficie limpia y dura. Vuelva a agitar y luego úsela.
4. Exprima una segunda gotita sobre una superficie limpia y no absorbente. Haga contacto entre la punta de muestra de la tira de prueba y la gota de la solución de control. Asegúrese de que la tira reciba suficiente muestra.

Notas: No aplique la solución de control directamente del frasco a la tira de prueba. Si la muestra de la solución de control no llena completamente la ventana de comprobación, no agregue una segunda gota. Deseche la tira de prueba y comience de nuevo con una tira de prueba nueva.

5. Vea el resultado en la pantalla del medidor. El medidor detectará automáticamente la solución de control y la marcará como una prueba de control diferente de los resultados de una prueba habitual de azúcar en sangre.

RESULTADOS PREVISTOS

Asegúrese de que los resultados de la prueba de la solución de control estén en el rango de control. Los rangos de CTRL 1 y CTRL 2 se muestran en el vial de tiras de prueba. Para confirmar los resultados, las pruebas de la solución de control 1 deben estar dentro del rango de CTRL 1. Las pruebas de la solución de control 2 deben estar dentro del rango de CTRL 2. Si los resultados de la prueba están en los rangos respectivos, esto significa que su sistema de monitoreo de azúcar en sangre funciona bien y usted está haciendo el procedimiento correctamente.

Si los resultados de la prueba con la solución de control no se encuentran dentro de los rangos respectivos:

- Verifique la fecha de vencimiento de la tira de prueba y la solución de control. Asegúrese de que el vial de la tira de prueba y el frasco de la solución de control no lleven abiertos más de 6 meses. Deseche las tiras de prueba o solución de control que estén vencidas.
- Asegúrese de hacer la prueba a una temperatura entre 50 y 104 °F (10-40 °C).
- Asegúrese de que el vial de la tira de prueba y el frasco de la solución de control estén muy bien cerrados.
- Confirme que está usando la solución de control adecuada.
- Asegúrese de haber seguido correctamente el procedimiento de prueba.

Después de hacer todas las verificaciones anteriores, repita la prueba de la solución de control con una tira de prueba nueva. Si sus resultados aún están fuera del rango indicado en la etiqueta del vial de la tira de prueba, es posible que su medidor no funcione correctamente. NO use el sistema para hacer pruebas en sangre. Comuníquese con Apoyo para miembros para obtener ayuda. Para obtener instrucciones completas, consulte el Manual del propietario en su cuenta en línea. Si tiene otras preguntas o problemas con este producto, llame a Apoyo para miembros al **800.945.4355**. Este servicio está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año.

DISPOSITIVO DE PUNCIÓN



PRINCIPIO Y USO PREVISTO

El dispositivo de punción se utiliza con lancetas estériles desechables compatibles a fin de extraer sangre capilar de la yema del dedo para hacer pruebas de azúcar en sangre. El dispositivo de punción está diseñado para ser usado por un solo paciente y no debe compartirse.





INSTRUCCIONES DE USO

Antes de hacer la prueba, elija una superficie de trabajo limpia y seca. Familiarícese con el procedimiento y asegúrese de tener todos los elementos necesarios para obtener una gota de sangre.

IMPORTANTE: Antes de hacer la prueba, limpie el lugar de la prueba con un hisopo con alcohol o agua jabonosa. Use agua tibia para aumentar el flujo sanguíneo si es necesario. Luego séquese bien las manos y el lugar de la prueba. Compruebe que el lugar de la prueba no tenga alcohol, jabón ni loción.

El dispositivo de punción es para obtener muestras únicamente de la yema de los dedos. Ajuste la profundidad de penetración para reducir el malestar.

- 1A-1B.** Desenrosque la cubierta del cuerpo del dispositivo de punción. Inserte una lanceta estéril en el dispositivo de punción y empujela hasta que llegue al tope.
- Sostenga la lanceta estéril firmemente en el dispositivo de punción y gire la pestaña de seguridad de la lanceta hasta que se afloje, y luego hable la pestaña y sáquela. Guarde la pestaña de seguridad para cuando vaya a eliminar la lanceta.
- Vuelva a enroscar cuidadosamente la cubierta en el dispositivo de punción. Evite hacer contacto con la aguja expuesta. Asegúrese de que la cubierta esté completamente sellada en el dispositivo de punción.



4A-4B. Ajuste la profundidad de la punción girando la cubierta del dispositivo de punción. Hay un total de 11 ajustes de profundidad de punción. Para reducir el malestar, use el ajuste más bajo que produzca una gota adecuada de sangre.

AJUSTE:

0-1.5 para piel delicada • 2-3.5 para piel normal • 4-5 para piel gruesa o con callos






Nota: Podrá también aumentar la profundidad de la punción si ejerce una mayor presión del dispositivo de punción contra el dedo.

5. Tire del barril cargador para preparar el dispositivo de punción. El botón de disparo se tornará amarillo y quizás se oiga un clic. El dispositivo de punción ahora estará cargado y listo para obtener una gota de sangre.

6A-6B. Antes de hacer la prueba, límpiese las manos con un hisopo con alcohol o láveselas con jabón. Use agua tibia para aumentar el flujo de sangre en los dedos, si es necesario. Luego, séquese bien las manos. Masajee unas cuantas veces la mano, desde la muñeca hasta la yema del dedo, para estimular el flujo sanguíneo.

7A-7B. Sujete el dispositivo de punción contra el costado del dedo que se vaya a punzar, con la cubierta apoyada sobre el dedo. Presione el botón de disparo para pinchar la yema del dedo. Debería oír un clic al activarse el dispositivo de punción. Para obtener el volumen de sangre requerido, masajee suavemente el dedo, desde la base hasta la yema. Evite esparcir la gota de sangre.

Para reducir el dolor al mínimo posible, haga la punción en los costados de las yemas de los dedos. Se recomienda alternar los lugares. Los pinchazos repetidos en el mismo lugar podrían provocar dolor y callos en los dedos.



8. Desenrosque la cubierta del dispositivo de punción. Coloque la pestaña de seguridad de la lanceta sobre una superficie dura e inserte con cuidado la aguja de la lanceta en la pestaña de seguridad.
9. Presione el botón de disparo para asegurarse de que la lanceta esté en la posición extendida. Deslice el botón de expulsión hacia adelante para descartar la lanceta usada. Vuelva a ponerle la cubierta al dispositivo de punción.

CUIDADO DEL DISPOSITIVO DE PUNCIÓN




Limpieza y desinfección (consulte su Manual del propietario)

Primero, limpie toda la superficie del dispositivo con las toallitas desinfectantes DisCide Ultra. Esta limpieza previa se hace a fin de preparar la superficie del dispositivo para un proceso de desinfección. Luego limpie toda la superficie del dispositivo de punción con una nueva toallita desinfectante DisCide Ultra. Asegúrese de que la superficie de punción esté completamente húmeda. Este proceso de desinfección ha sido validado mediante ciclos de desinfección repetidos equivalentes a 5 años de uso del dispositivo de punción.

Las toallitas desinfectantes DisCide Ultra pueden conseguirse a través de Palmero Health Care llamando al **800.344.6424** o en www.palmerohealth.com, o también a través de comercios en línea, como www.amazon.com.

PRECAUCIONES

- No use la lanceta si la pestaña de seguridad falta o está floja al sacar la lanceta de la bolsa.
- No use la lanceta si la aguja está doblada.
- Tenga cuidado cuando la aguja de la lanceta esté expuesta.
- ¡No la comparta con nadie, ni siquiera con otros miembros de la familia! ¡No la use en múltiples pacientes!



- Todos los componentes del kit se consideran materiales con peligro de contaminación biológica y con riesgo potencial de transmisión de enfermedades infecciosas, incluso después de haberse limpiado y desinfectado.
- Para reducir el riesgo de infección por uso previo del instrumento, use siempre una lanceta nueva estéril. No reutilice lancetas.
- Evite ensuciar el dispositivo de punción o las lancetas con lociones para manos, aceites, suciedad o residuos.
- Para hacer pruebas en lugares alternativos o si no logra obtener suficiente sangre con la lanceta actual debido a afecciones cutáneas o de otro tipo, llame a Apoyo para miembros al **800.945.4355** para obtener información sobre diferentes opciones de lancetas.

GARANTÍA LIMITADA

Si el dispositivo de punción no funcionara durante los primeros 5 años después de la compra por cualquier razón que no sea un evidente uso indebido, lo reemplazaremos gratuitamente por un dispositivo de punción nuevo o equivalente. Llame a Apoyo para miembros al **800.945.4355** para obtener más información.

Fabricado para Teladoc Health por:

ACON Laboratories, Inc.

5850 Oberlin Drive, # 340

San Diego, CA US 92121, EE. UU.

Hecho en China y México

Fecha de entrada en vigor: mayo de 2024 • PL016030.B

Distribuido por:

Teladoc[®]
HEALTH

560 S Winchester Blvd., Suite 400

San Jose, CA 95128

www.teladochealth.com

800.945.4355